

# Cepillo de dientes eléctrico Jetpik JP200-Travel

Tipo: Diente central

Lista de paquetes

Boquillas: 2 piezas

Boquillas: estándar ovalado Estándar de irrigador

Modelo de cabezal de repuesto: JA05-019-21, JA05-109-31

Características

Modos de funcionamiento: 1 / 1 /

Ajustes de potencia: 3 / 2 /

Presión del irrigador: 200 – 550 kPa

Modos: limpieza diaria (2D)

Tecnología de limpieza: sonic

Frecuencia de oscilación: 1.5 k/min

Frecuencia de sonido: 20 k/min

Características y capacidades

Kit adicional: Cuna de carga Cuna de accesorios Estuche / Estuche

General

Tipo de energía: Batería

Indicador de carga

Carga USB