

Tonmetro Oromed ORO -N8 Comfort

Tipo: automtico

Ubicacin de medicin: hombro

Fuente de alimentacin: bateras/red/4xAA/

Indicador de carga de la batera:

Rango de medicin de presin : 0 - 280 mmHg Arte. / error 3 mmHg /

Rango de medicin del pulso: 40 - 199 lpm / 5 % de precisin /

Dimensiones del manguito 22 - 42 cm

Registro de lecturas: 120 unidades / 60 cada una para 2 usuarios /

Funciones medicin de la frecuencia cardaca; deteccin de arritmias; clculo de la presin media; apagado automtico/despus de 1 m/; escala de colores de la OMS