

Tonmetro Oromed ORO -N2 Basic

Tipo: automtico

Ubicacin de medicin: brazo

Fuente de alimentacin: bateras/fuente de alimentacin

Bateras: 4xAAA

Rango de medicin de presin: 0 - 280 mmHg Arte. / error 3 mmHg /

Rango de medicin del pulso: 40 - 199 lpm / 5 % de precisin /

Dimensiones del manguito 22 – 40 cm

Memoria: 2 personas

Registro de lecturas: 90 uds./ para cada usuario /

Funciones: medicin de frecuencia cardaca; deteccin de arritmia; clculo de presin promedio; apagado automtico / despues de 1 min /

Paquete de articulos: estuche/estuche; bateras