

Tonmetro Oromed ORO -N6 Basic - Z

Tipo: automtico

Ubicacin de medicin: brazo

Fuente de alimentacin: bateras/red elctrica

Bateras: 4xAA

Rango de medicin de presin: 0 - 280 mmHg Arte. / error 3 mmHg /

Rango de medicin del pulso: 40 - 199 lpm / 5 % de precisin /

Dimensiones del manguito 22 – 40 cm

Memoria: 2 personas

Registro de lecturas: 60 uds./ para cada usuario /

Funciones: medicin de frecuencia cardaca; deteccin de arritmia; clculo de presin promedio; apagado automtico / despues de 1 min /

Paquete de elementos: fuente de alimentacin; estuche/estuche; bateras