Cepillo de dientes elctrico Jetpik JP200-Travel

Tipo: Diente central Lista de paquetes Boquillas: 2 piezas

Boquillas: estndar ovalado Estndar de irrigador

Modelo de cabezal de repuesto: JA05-019-21, JA05-109-31

Caractersticas

Modos de funcionamiento: 1 / 1 /

Ajustes de potencia: 3 / 2 /

Presin del irrigador: 200 - 550 kPa

Modos: limpieza diaria (2D) Tecnologa de limpieza: sonic

Frecuencia de ondulacin: 1.5 k/min Frecuencia de sonido: 20 k/min Caractersticas y capacidades

Kit adicional: Cuna de cargaCuna de accesoriosEstuche / Estuche

General

Tipo de energa: Batera Indicador de carga

Carga USB