

Alcoholmetro Alcoscan ALP-1 Tester

Sople: a travs de la boquilla

Sensor: electroquímico

Rango de medicin: 0 – 4‰

Error mximo: 0,05‰

Calentamiento tiempo: 30 s

Tiempo de purga: 2 s

Tiempo de prueba: 20 s

Contador de medidas

Conexin de impresora

Apagado automtico

Retroiluminacin de la pantalla

Encendido: 2xAA

Temperatura de funcionamiento: 5 °C ~ +30 °C

Dimensiones: 133x64x33 mm

Peso: 198g