

# Estabilizador de tensin Reta NNST-3x11000 Calmer

tipo de triac utilizado: SEMIKRON): Modelo 3-17 (personalizado): Modelo 3-21 (personalizado)

Mn. tensin de entrada (monofsica/trifsica), V: 90/155: 133/230: 151/261: 169/292

Mx. tensin de entrada (monofsica/trifsica), V: 255/441: 273/472: 291/503: 309/534

Precisin del voltaje de salida,  $\pm$  %: 1,2: 1,1: 1,0: 0,9