

Masajeador corporal Beurer MG 153

Uso 4 meses. sin quejas. Las mejoras en la salud son obvias, el cuello ha dejado de doler y el bienestar general ha mejorado. niveles de intensidad, es conveniente sujetar los bucles, la funda se puede lavar

Amasa bien los msculos despues del entrenamiento, la funda se puede lavar, econmico, la sensacin de un verdadero masaje con las manos.

2 niveles de Adams, teniendo en cuenta que el masajeador debe sostenerse con las manos durante el proceso, presiono ms fuerte o ms dbil y, por lo tanto, regulo la fuerza de influencia. La funda es desenfundable, despues de 3 lavados no ha cambiado ni la forma ni el color. Giran en el sentido de las agujas del reloj y en contra da la sensacin de que alguien te est masajeando con las manos. Se apaga solo, en mi opinin despues de 15 minutos de masaje.