

Tonmetro Omron i -C10

A menudo tengo ataques de fibrilación auricular. Y tal violación del ritmo puede confundir a los monitores automáticos de presión arterial y distorsionar los resultados de la medición. Pero este propio aparato es capaz de evaluar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Tiene algoritmos especiales y si el ritmo no le permite realizar una medición precisa, el dispositivo ni siquiera muestra dichos resultados en la pantalla. Ni siquiera sabe que los monitores de presión arterial pudieran ser tan inteligentes. Además, este modelo puede distinguir mis movimientos aleatorios de la arritmia y lo señala de diferentes maneras. Me gusta que mide rápidamente y no bombea exceso de presión de aire en el manguito. Así, no aprieta demasiado la mano y no provoca molestias. El cómodo manguito también contribuye a esto, se fija rápida y fácilmente en el brazo y también se quita fácilmente. Almacena los resultados de todas las mediciones recientes en su propia memoria, recordando no solo los valores de presión y pulso, sino también la hora con la fecha. También sabe cómo resumir y calcular el resultado promedio de tres mediciones, pero solo si se realizan en diez minutos. El dispositivo es confiable

de lo contrario, el fabricante no le dará una garantía de cinco años.

Preciso, conveniente, hermoso, mentalidad analítica. Memoria para 2 usuarios para 84 mediciones cada uno + modo invitado (en este modo, la memoria se activa) Puede medir automáticamente su presión arterial 3 veces seguidas con un intervalo de tiempo específico (predeterminado 60 segundos) y calcular el valor promedio. Detectar arritmia (si la hay). Preste atención al movimiento durante el proceso de medición. Calcula el valor medio mañana-noche. Tranquilo. Puro cómodo. También sabe cómo resumir y calcular el resultado promedio de tres mediciones, pero solo si se realizan en diez minutos. El dispositivo es confiable

de lo contrario, el fabricante no le dará una garantía de cinco años.

Preciso, conveniente, hermoso, mentalidad analítica. Memoria para 2 usuarios para 84 mediciones cada uno + modo invitado (en este modo, la memoria se activa) Puede medir automáticamente su presión arterial 3 veces seguidas con un intervalo de tiempo específico (predeterminado 60 segundos) y calcular el valor promedio. Detectar arritmia (si la hay). Preste atención al movimiento durante el proceso de medición. Calcula el valor medio mañana-noche. Tranquilo. Puro cómodo. También sabe cómo resumir y calcular el resultado promedio de tres mediciones, pero solo si se realizan en diez minutos. El dispositivo es confiable

de lo contrario, el fabricante no le dará una garantía de cinco años.

Preciso, conveniente, hermoso, mentalidad analítica. Memoria para 2 usuarios para 84 mediciones cada uno + modo invitado (en este modo, la memoria se activa) Puede medir automáticamente su presión arterial 3 veces seguidas con un intervalo de tiempo específico (predeterminado 60 segundos) y calcular el valor promedio. Detectar arritmia (si la hay). Preste atención al movimiento durante el proceso de medición. Calcula el valor medio mañana-noche. Tranquilo. Puro cómodo. Memoria para 2 usuarios para 84 mediciones cada uno + modo invitado (en este modo, la memoria

se activa) Puede medir automáticamente su presión arterial 3 veces seguidas con un intervalo de tiempo específico (predeterminado 60 segundos) y calcular el valor promedio. Detectar arritmia (si la hay). Preste atención al movimiento durante el proceso de medición. Calcula el valor medio mañana-noche. Tranquilo. Puro cómodo. Memoria para 2 usuarios para 84 mediciones cada uno + modo invitado (en este modo, la memoria se activa) Puede medir automáticamente su presión arterial 3 veces seguidas con un intervalo de tiempo específico (predeterminado 60 segundos) y calcular el valor promedio. Detectar arritmia (si la hay). Preste atención al movimiento durante el proceso de medición. Calcula el valor medio mañana-noche. Tranquilo. Puro cómodo.